



Kenolox 10 N°12017B

UNIVERSEEL ONTSMETTINGSMIDDEL MET HEEL SNELLE WERKING!

Keno™lox 10 is een klaar-voor-gebruik desinfectiemiddel op basis van melkzuur en waterstofperoxide. Dit uitermate gebruiksvriendelijke product wordt onverdund op de oppervlakken aangebracht en vereist geen naspoeling. Hierdoor is het geschikt voor een tijdsbesparende (tussentijdse) desinfectie van allerhande oppervlakken en materialen in de gezondheidszorg of voor privé-gebruik. De unieke alcoholvrije formulatie kan zowel voor oppervlakte desinfectie als fogging gebruikt worden.

Gebruik

Besproeien:

- Ready-to-use: voorkomt menselijke fouten bij verdunning Ook beschikbaar in sprayer, ideaal voor tussentijdse ontsmetting van klein materiaal (vb thermometers) en oppervlakken (vb tafels, deurklinken)
- Zeer korte contacttijd: werkzaam na 2 minuten
- Materiaalvriendelijk: gezien de unieke formulatie is dit product geschikt voor gebruik op alle materiaalsoorten.
- Bevat geen alcohol (die verkleuring nalaat op vele oppervlakken).

Vernevel:

- Keno™lox 10 is goedgekeurd voor ruimtedesinfectie dmv verneveling (fogging). De specifieke procedure voldoet aan de recentste/strengste EN-normen voor bactericide, virucide en levuricide activiteit.
- Materiaalvriendelijk: geen aantasting door residuen.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereidende handelingen: Reinig de oppervlakken en materialen grondig alvorens te desinfecteren. Het reinigingsmiddel dat werd gebruikt moet worden weggespoeld met schoon water. Verwijder overtollig water.
 - Manier van aanwenden: Besproeien Besproei het product direct en onverdund op het oppervlak of object dat moet worden gedesinfecteerd. Laat het product gedurende 2 minuten inw-erken bij +20 °C. Laat de oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen drogen vóór hergebruik.
 - Frequentie van de toepassing: 1 x per dag
 - Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaar desinfecterend middel
- Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaar desinfecterend middel, dosering 30 ml/m³ Contacttijd: het product heeft bactericide, virucide en levuricide werking bij een contacttijd van 4 uur (1 u fogging + 3u verluchten) bij + 20°C. De ruimte kan enkel vrijgegeven worden voor gebruik indien de gemeten concentratie aan waterstofperoxide < 1,25 mg/m³ (0,86 ppm)

Eigenschappen

WERKZAME BESTANDELEN Wvolgens Verordening 528/2012:

L-(+)-Melkzuur (CAS 79-33-4): 1,0 %

Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 1,0 %

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antifocentrum: 070/24 52 45

* Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Dagelijks



Verpakking

10L

MiQro